



HOFFMANN'S PROVISORISCHER CEMENT

Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt

Zusammensetzung: Pulver enthält: Zinkoxid, Aluminiumhydroxid

Flüssigkeit enthält: o-Phosphorsäure

Anwendungsgebiete: Provisorische Füllungen

Besondere Hinweise: Provisorischen Cement nicht verwenden bei:

Direkter Applikation auf pulpanahes Dentin oder auf die eröffnete Pulpa.

Nebenwirkungen: Irritationen der Pulpa können bei Verwendung als provisorische Füllung auftreten.

Dosierung: 1,3 g Pulver : 1,0 g Flüssigkeit

Verarbeitungsempfehlung: Zum Anrühren wird eine auf 18 - 20 ° C temperierte, saubere und trockene Glasplatte und ein nicht färbender Spatel empfohlen.

Anmischen: Um beim Anmischen eine homogene Konsistenz zu erzielen, wird die dosierte Pulvermenge in Einzelportionen aufgeteilt. Mit der kleinsten Menge beginnend wird das Pulver portionsweise und zügig in die dosierte Flüssigkeit eingemischt. Pulverreste und verunreinigte Flüssigkeit sind zu verwerfen. Pulpanahe Dentinbezirke müssen geschützt werden.

Anmischzeit: 45 Sekunden

Verarbeitungszeit: 1 Minute (bei 23°C)

Netto-Abbindezeit: 1 Minute 45 Sekunden - 3 Minuten 45 Sekunden (bei 37°C).

Die angegebenen Zeiten gelten ab Mischende. Der Zement ist in die Kavität einzubringen.

Hinweise:

- Gefäße sind nach der Entnahme sofort wieder zu verschließen.
- Die Flüssigkeit enthält Phosphorsäure und wirkt ätzend. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.
- Nur vollständig entleerte Verpackungen (Flüssigkeit) zur Verwertung geben. Reste von Flüssigkeit können stark verdünnt mit Wasser oder neutralisiert mit dem Abwasser entsorgt werden.

Packungsgrößen: Pulver: 50 g, Flüssigkeit: 40 ml

Hoffmann's Provisorischer Cement

- nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden



HOFFMANN'S PROVISIONAL CEMENT

Instruction for the dentist

Composition: powder contains: zinc oxide, aluminium hydroxide;
liquid contains: o-phosphoric acid

Areas of Application: Temporary fillings

Special Information: Do not apply Provisional Cement in case of:
Direct application to dentin near the pulp or to exposed pulp.

Side effects: Irritations of the pulp may occur when used as a temporary filling.

Dispensing Instructions: 1.3 g powder : 1.0 g liquid

Processing Recommendations: A clean, dry glass plate at 18 - 20°C and a non-discolouring spatula are recommended.

Mixing: Divide the measured quantity of powder into individual portions in order to achieve a homogenous consistency. Begin with the smallest quantity, quickly mix the powder into the measured liquid, a portion at a time. Discard remaining powder or impure liquids. Dentin areas near the pulp must be protected.

Mixing Time: 45 seconds

Working Time: 1 minute (at 23°C)

Net Setting Time: 1 minute 45 seconds - 3 minutes 45 seconds (at 37°C). The times indicated apply from the end of mixing. The cement is to be applied to cavity.

Notes:

- Close containers immediately after removing material.
- The liquid contains phosphoric acid and is corrosive. In the event of accidental eye contact, rinse immediately with large quantities of water.

Package Sizes: Powder: 50 g, liquid: 40 ml

Hoffmann's Provisional Cement

- Do not use after the expiration date

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GMBH, Wangenheimstraße 37/39,
14193 Berlin, Germany, www.hoffmann-dental.com