



HOFFMANN'S GUSSWACHS



de

blau/elfenbein, normalhart

Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt/ Zahntechniker

Zusammensetzung:

Gusswachs enthält: Paraffin, Carnaubawachs, Dammarharz, Stearin

Anwendungsgebiete:

blau: Formen von Modellen für Goldgussfüllungen
elfenbein: Formen von Modellen für Kunststoffarbeiten

Gegenanzeigen: nicht bekannt

Nebenwirkungen: nicht bekannt

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: nicht bekannt

Verarbeitungsempfehlung:

Gusswachs wird mit Hilfe des Bunsenbrenners erwärmt, auf das Modell getropft und in Zahnform modelliert.

Packungsgröße: 20 Stangen - 30g

Hoffmann's Gusswachs

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden

ReOrderNo.

blau: 83001

elfenbein: 83101

MADE IN GERMANY

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GmbH,

Wangenheimstraße 37/39, 14193 Berlin, Germany,

Tel. +4930 82 00 99 0 • Fax +4930 82 28 145

www.hoffmann-dental.com

12/2011



HOFFMANN'S GUSSWACHS



de

blau/elfenbein, normalhart

Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt/ Zahntechniker

Zusammensetzung:

Gusswachs enthält: Paraffin, Carnaubawachs, Dammarharz, Stearin

Anwendungsgebiete:

blau: Formen von Modellen für Goldgussfüllungen
elfenbein: Formen von Modellen für Kunststoffarbeiten

Gegenanzeigen: nicht bekannt

Nebenwirkungen: nicht bekannt

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: nicht bekannt

Verarbeitungsempfehlung:

Gusswachs wird mit Hilfe des Bunsenbrenners erwärmt, auf das Modell getropft und in Zahnform modelliert.

Packungsgröße: 20 Stangen - 30g

Hoffmann's Gusswachs

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden

ReOrderNo.

blau: 83001

elfenbein: 83101

MADE IN GERMANY

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GmbH,

Wangenheimstraße 37/39, 14193 Berlin, Germany,

Tel. +4930 82 00 99 0 • Fax +4930 82 28 145

www.hoffmann-dental.com

12/2011



HOFFMANN'S CASTING WAX

en

blue/ivory, normal hardness

Instruction for the dentist / dental technician

Composition:

Casting wax contains: paraffin, carnauba wax, dammar resin, stearin

Areas of Application:

blue: Moulding of models for gold casting fillings

ivory: Moulding of models for composite work

Contra-indications: No known contra-indications

Side effects: No known side effects

Interactions with other substances: No known interactions

Processing Recommendation:

Soften casting wax with a Bunsen burner. Drip onto model and shape.

Package Size: 20 sticks - 30 g

Hoffmann's Casting Wax

Do not use after the expiration date

ReOrderNo.

blue: 83001

ivory: 83101

MADE IN GERMANY

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GmbH,

Wangenheimstraße 37/39, 14193 Berlin, Germany,

Tel. +4930 82 00 99 0 • Fax +4930 82 28 145

www.hoffmann-dental.com

12/2011



HOFFMANN'S CASTING WAX

en

blue/ivory, normal hardness

Instruction for the dentist / dental technician

Composition:

Casting wax contains: paraffin, carnauba wax, dammar resin, stearin

Areas of Application:

blue: Moulding of models for gold casting fillings

ivory: Moulding of models for composite work

Contra-indications: No known contra-indications

Side effects: No known side effects

Interactions with other substances: No known interactions

Processing Recommendation:

Soften casting wax with a Bunsen burner. Drip onto model and shape.

Package Size: 20 sticks - 30 g

Hoffmann's Casting Wax

Do not use after the expiration date

ReOrderNo.

blue: 83001

ivory: 83101

MADE IN GERMANY

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GmbH,

Wangenheimstraße 37/39, 14193 Berlin, Germany,

Tel. +4930 82 00 99 0 • Fax +4930 82 28 145

www.hoffmann-dental.com

12/2011



HOFFMANN'S CERA DE FUNDICIÓN azul/marfil, endurecimiento normal

es

Instrucciones de uso para dentistas y protésicos dentales

Composición:

La cera de fundición contiene: parafina, cera de carnauba, resina de dammar, estearina

Campos de aplicación:

azul: Formación de moldes para empastes de oro

marfil: Formación de moldes para productos de plástico

Contraindicaciones: no se conocen

Efectos secundarios: no se conocen

Interacciones con otras sustancias: no se conocen

Recomendación de procesamiento:

Calentar la cera de fundición con el mechero Bunsen, gotear sobre el modelo y moldear en forma de diente.

Contenido del envase: 20 barras, 30 g

Cera de fundición Hoffmann

No utilizar una vez transcurrida la fecha de caducidad

ReOrderNo.

azul: 83001

marfil: 83101

MADE IN GERMANY

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GmbH,

Wangenheimstraße 37/39, 14193 Berlin, Germany,

Tel. +4930 82 00 99 0 • Fax +4930 82 28 145

www.hoffmann-dental.com

12/2011



HOFFMANN'S CERA DE FUNDICIÓN azul/marfil, endurecimiento normal

es

Instrucciones de uso para dentistas y protésicos dentales

Composición:

La cera de fundición contiene: parafina, cera de carnauba, resina de dammar, estearina

Campos de aplicación:

azul: Formación de moldes para empastes de oro

marfil: Formación de moldes para productos de plástico

Contraindicaciones: no se conocen

Efectos secundarios: no se conocen

Interacciones con otras sustancias: no se conocen

Recomendación de procesamiento:

Calentar la cera de fundición con el mechero Bunsen, gotear sobre el modelo y moldear en forma de diente.

Contenido del envase: 20 barras, 30 g

Cera de fundición Hoffmann

No utilizar una vez transcurrida la fecha de caducidad

ReOrderNo.

azul: 83001

marfil: 83101

MADE IN GERMANY

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GmbH,

Wangenheimstraße 37/39, 14193 Berlin, Germany,

Tel. +4930 82 00 99 0 • Fax +4930 82 28 145

www.hoffmann-dental.com

12/2011



HOFFMANN'S MODEL MUMU Mavi /fildişi

tr

Dişhekimi ve teknisyenler için kullanma talimatı

İçerik:

Parafin, karnuba mumu, rezin, stearin

Kullanım alanı:

Mavi: Altın dolgu çalışmalarının modelasyonunda

Fildişi: Plastik restorasyonların modelasyonunda

Kontraendikasyon: Bilinen bir kontraendikasyonu yoktur.

Yan etkisi (diğer maddelerle etkileşim içine girdiğinde): Bilinen bir yan etkisi yoktur.

Kullanım:

Mumu Bunsen ateşi ile yumuşatınız ve akabinde modele uygulayıp, şekil veriniz.

Paketleme: 20 çubuk – 30 g

Hoffmann' Model Mum' unu son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız.

ReOrderNo.

mavi: 83001

fildişi: 83101

MADE IN GERMANY

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GmbH,

Wangenheimstraße 37/39, 14193 Berlin, Germany,

Tel. +4930 82 00 99 0 • Fax +4930 82 28 145

www.hoffmann-dental.com

12/2011



HOFFMANN'S MODEL MUMU Mavi /fildişi

tr

Dişhekimi ve teknisyenler için kullanma talimatı

İçerik:

Parafin, karnuba mumu, rezin, stearin

Kullanım alanı:

Mavi: Altın dolgu çalışmalarının modelasyonunda

Fildişi: Plastik restorasyonların modelasyonunda

Kontraendikasyon: Bilinen bir kontraendikasyonu yoktur.

Yan etkisi (diğer maddelerle etkileşim içine girdiğinde): Bilinen bir yan etkisi yoktur.

Kullanım:

Mumu Bunsen ateşi ile yumuşatınız ve akabinde modele uygulayıp, şekil veriniz.

Paketleme: 20 çubuk – 30 g

Hoffmann' Model Mum' unu son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız.

ReOrderNo.

mavi: 83001

fildişi: 83101

MADE IN GERMANY

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GmbH,

Wangenheimstraße 37/39, 14193 Berlin, Germany,

Tel. +4930 82 00 99 0 • Fax +4930 82 28 145

www.hoffmann-dental.com

12/2011