



### HOFFMANN'S Schellack Basisplatten

Hoffmann's Schellack Basisplatten stehen für kostengünstiges, allergiefreies und nachhaltiges Arbeiten im zahntechnischen Labor.

Bei der Herstellung von Prothesen dienen Hoffmann's Schellack Basisplatten als Basismaterial für Bissnahmen und Zahnaufstellungen und werden darüber hinaus für individuelle Abdrucklöffel verwendet. Hoffmann's Basisplatten gibt es in zwei Ausführungen für Ober- und Unterkiefer.

#### Vorteile gegenüber anderen Schellackbasisplatten:

- leicht zu verarbeiten
- formstabil (behalten ihre Form bei der Anprobe im Mund des Patienten)
- ohne künstliche Farbzusätze
- reine Naturrohstoffe mit hohem Reinheitsgrad in Arzneibuchqualität

#### Vorteile gegenüber lichthärtenden und Autopolimerisatkunststoffen:

- Korrekturen ohne Materialverlust durch erneute Wärmezufuhr
- physiologisch unbedenklich
- umweltfreundlich: nachwachsende Naturrohstoffe, biologisch abbaubar

#### Anwendungsgebiete:

Individuelle Abdrucklöffel, Basis für Bissnahmen und Zahnaufstellungen

#### Verarbeitungsempfehlung:

Wir empfehlen die Erwärmung von Hoffmann's Basisplatten mit einem handelsüblichen CE geprüften Heißluftfön. Heißluft sorgt für eine bessere Wärmeverteilung und damit ein geringeres Verbrennungsrisiko.



Ein Lehrfilm zur Anwendung und Bearbeitung von Schellackbasisplatten steht Ihnen auf unserer Homepage kostenlos zur Verfügung: [www.hoffmann-dental.com](http://www.hoffmann-dental.com)

## HOFFMANN'S Schellack Basisplatten



### Zusammensetzung:

Schellack, Stearin, Talkum, Glimmer

### Packungsgröße:

Normalpackungen mit jeweils 12 Platten Inhalt. Laborpackungen mit jeweils 100 Platten in praktischen, entnehmbaren Aufstellern für bis zu vier Arbeitsplätze.



8 x		4 x		Best.Nr. 82824	50 x		50 x		Best.Nr. 8282104
12 x				Best.Nr. 82825	100 x				Best.Nr. 8282105
12 x				Best.Nr. 82826	100 x				Best.Nr. 8282106

### HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR

Seit 1892 fertigen wir in Berlin Medizinprodukte für Zahnärzte und Zahntechniker. Insbesondere unsere Zahnzemente auf Zinkphosphatbasis, vor mehr als einem Jahrhundert von dem Gründer Dr. Otto Hoffmann erfunden, genießen weltweit Ansehen und Vertrauen. Wir bewahren bis heute handwerkliche Traditionen, um diese mit neuen Techniken zu verschmelzen und an heutige Bedürfnisse anzupassen. Die Qualität unserer Materialien und Rohstoffe, die Sorgfalt bei Fertigung und Qualitätsprüfung sorgen für beste Verarbeitung in Labor und Praxis.

Unsere Produkte sind über den Fachhandel zu beziehen. Der Hoffmann's Kundenservice nennt Ihnen gerne regionale Bezugsquellen unter +49 (0)30 85 10 27 3 montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr.

### Hoffmann Dental Manufaktur GmbH

Wangenheimstraße 37/39 · 14193 Berlin, Germany · Tel +49 30 85 10 273 · Fax +49 30 82 28 145  
www.hoffmann-dental.com